

Feilsøkingsskjema

Problem	Mulig/sannsynlig årsak	Løsning
1A Væske returnerer til ryggbeholder	Medisinrester har festet seg i inntaksventilen (18).	Skru løs slangekoblingen 19, (på sprøytedelen) og rens innvendig ved å fjerne ventilen (16). Rengjør med rent vann og tørk med en myk klut. Pass på å sette ventilen inn igjen i riktig retning, med fjæra mot munnstykket.
	Fjæra på inntaksventilen (16) mangler.	Demonter (se løsning overfor) og sett på plass fjæra.
	Inntaksventilen (16) og eller fjæra er feilmontert.	Ventilen står feil vei. Ventilen skal monteres med fjæra mot sylindere.
1B Væske trekkes ikke inn i sylindere	Medisinrester har festet seg i ventilen (5).	Demonter munnstykket (1), og ventil (5). Rens anlegget for ventilen foran med vann og en myk klut. Rens ventilen (5) og fjæra og sett sammen igjen. Pass på å montere ventilen rett vei, med fjæra mot munnstykket.
2 Væske lekker fra munnstykket eller luft dras inn i sylindere fra munnstykket.	O-ring for munnstykket (2) er ødelagt.	Erstatt med ny pakning.
	Ventilen (5) er montert feil.	Demonter og sett sammen riktig. Se deleoversikten og monteringsanvisning.
	Ventilen (5) er ødelagt.	Erstatt med ny ventil.
	O-ringen (7) på ventilhuset (8) er ødelagt.	Erstatt med ny o-ring.
3 Luft dras inn i sylindere via stampelet.	Fremmedlegeme i forbindelse med stempelpakningen (9).	Rens eller bytt pakningen. Smør med silikonolje før isetting.
	Det er ikke tett mellom stempel og stempelstang.	Ta ut stempelstang (13). Stram stampelet (12) forsiktig med en flat skrutrekker.
	Fremre ventil (5) er montert feil.	Demonter og sett sammen riktig. Se deleoversikt og monteringsanvisning.
	Tilførselsslange er ødelagt.	Erstatt med ny slange.
	Slangetilkoblingen ved ryggbeholder eller sprøyte er skadet/ødelagt.	Bytt en eller begge slangtilkoblinger.
4 Stampelet trekkes ikke tilbake.	Smøreskive (11) og o-ring (9) må smøres. Bruk silikonolje.	Ta ut stempelstang (13) og smør opp.
	Blokkering i sugeslange.	Sjekk slangen for skarpe knekker og/eller sprekker. Sjekk også bakre ventil (16)
	Rust eller fremmedlegeme blokkerer ved innfestingen i bakre håndtak (23).	Ta ut pinnebolt (28), rengjør og smør opp.